

Während einer Stufe auf der MD-Station dosiert das Gerät automatisch die ausgewählten Verbrauchsmaterialien oder Wasser. Zwischen jeder Stufe auf der MD-Station wird der Probenhalter normalerweise gereinigt und getrocknet.

Nach dem letzten Prozessschritt befördert der Probenbewegerkopf den Probenhalter zurück zur Aufnahmestelle, von wo aus der Vertikalförderer ihn zurück zur Schublade transportiert. Die Schublade öffnet sich automatisch, um anzuzeigen, dass die Proben im Probenhalter zur weiteren Untersuchung bereit sind. Bei einer Xmatic Compact ohne Vertikalförderer öffnet der Bediener die Hauptsicherheitshaube und entnimmt den Probenhalter.

Der Xmatic Compact mit vertikalem Förderer ist in der Lage, alle Probenhalter im Senkrechtförderer ohne Bedienereingriff automatisch zu verarbeiten.

Xmatic erkennt alle im Gerät vorhandenen Struers Verbrauchsmaterialien. Dadurch kann das Gerät den Bediener auf fehlende oder niedrige Verbrauchsmaterialstände für die ausgewählten Methoden hinweisen.

Die Sicherheitshaube des Xmatic Compact wird verriegelt, wenn der Bediener das Gerät startet, und sie bleibt verriegelt, bis alle gefährlichen Bewegungen gestoppt sind. Es ist nicht möglich, dass das Gerät einen Prozess durchführt, während die Sicherheitshaube geöffnet ist.

Reinigen

Die Reinigung erfolgt je nach gewähltem Reinigungsverfahren mittels Hochdruckreinigung und/oder Ultraschallreinigung. Diese Reinigungsarten werden in zwei getrennten Kammern durchgeführt. Alkohol kann zum Reinigen und Trocknen von wasserempfindlichen Materialien verwendet werden und ist Teil des Hochdruckreinigungsprozesses. Bei der Hochdruckreinigung kann auch konzentrierte Seife genutzt werden.

MD Liftsystem

MD-Unterlagen werden je nach gewählter Methode automatisch ausgetauscht. Das MD Liftsystem kann bis zu 8 verschiedene Schleif-/Polierunterlagen aufnehmen.

Der Bediener kann auf das MD Liftsystem zugreifen, während das Gerät einen Probenhalter präpariert, aber nicht, während es eine Schleif-/Polierunterlage wechselt.

Flaschenmodul

Je nach Verfahren können mehrere Suspensionen und Schmiermittel einschließlich Oxidpoliersuspension vom Bediener ausgewählt werden. Das Flaschenmodul bietet Platz für bis zu 7 Flaschen Verbrauchsmaterial und 1 für Alkohol und 1 für konzentrierte Seife. Die Verbrauchsmaterialflaschen werden über einen für jede einzelne Flaschenposition vorgesehenen Anschluss mit dem Gerät verbunden.

Der Bediener kann eine Suspensions-/Schmiermittelflasche wechseln, während das Gerät einen Probenhalter präpariert. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn sie die betreffende Suspension/das Schmiermittel verwendet.

Wenn eine Flasche entfernt und eine neue eingesetzt wird, fragt die GUI, ob eine automatische Spülung erforderlich ist, und der Schlauch kann in der Spülfunktion eingesetzt werden, bevor er an der neuen Flasche befestigt wird.

Das Gerät ist mit 2 Notstopps ausgestattet. Wenn einer der Notstopps aktiviert wird, werden alle gefährlichen beweglichen Teile gestoppt.

Modelle

Xmatic Compact mit Hochdruckreinigung

Xmatic Compact mit Hochdruckreinigung und Ultraschallreinigung


Xmatic Compact mit Hochdruckreinigung

Xmatic Compact mit Hochdruckreinigung und Ultraschallreinigung und vertikalem Förderband

Optional: Umlaufkühleinheit für MD-Schleif-/Polierstation


3.2 Übersicht

Vorderansicht



- A Hauptsicherheitshaube
- B Aufnahmepunkt
- C Ultraschall-Reinigungsstation, Optional
- D Hochdruckreinigungsstation
- E MD Schleifen und Polieren
- F MD Liftsystem
- G Not-Aus
- H Flaschengestell
- I Hauptschalter
- J Fach für Elektrik
- K Fach für Umlaufkühleinheit

- L** Display
- M** Vertikalförderer




- A** Aufnahmepunkt
- B** Hauptsicherheitshaube
- C** Hochdruckreinigungsstation
- D** MD Schleifen und Polieren
- E** MD Liftsystem
- F** Not-Aus
- G** Hauptschalter
- H** Flaschengestell
- I** Fach für Elektrik
- J** Fach für Umlaufkühleinheit
- K** Display

- A Probenhalteranzeige
- B Hauptmenü
- C Betriebsarten
- D Verbrauchsmaterialanzeige
- E MD Unterlagenanzeige


**Hinweis**

Auf dem Display auf einem Xmatic Compact ohne Förderer wird das Probenhalterband nicht angezeigt. (A)

Detaillierte Ansicht -Xmatic Compact mit Senkrechtförderer

- A Dieses Element zeigt an, dass sich ein Probenhalter in der Schublade befindet, und es zeigt an, wie viele Proben er enthält. Sie können das Gerät so konfigurieren, dass es automatisch erkennt, wie viele Proben der Probenhalter enthält. Siehe auch: [Geräteeinstellungen ►46](#). Sie können auch auf das Probenhaltersymbol klicken, um die Anzahl der Proben manuell auszuwählen.
- B Dieses Element zeigt den Namen der ausgewählten Methode. Tippen Sie bei Bedarf auf den Methodennamen, um die Methodenbibliothek zu öffnen und eine andere Methode auszuwählen.
- C Dieses Element zeigt die Zeit an, die zum Ausführen des aktuellen Schritts benötigt wird.
- D Dieses Element zeigt die Anzahl der in der Methode enthaltenen Schritte an.
- E Tippen Sie auf das Element, um auf **Step selection** (Stufenwahl) und **Edit method** (Methode bearbeiten) Untermenüs zuzugreifen.
- F Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, wenn Sie bereit sind, die ausgewählte Methode auszuführen. Sie können diese Schaltfläche auch verwenden, um den laufenden Prozess anzuhalten.
- G Tippen Sie auf dieses Element, um die Dropdown-Liste zu öffnen, die alle Schritte für die ausgewählte Methode anzeigt.
- H Die MD-Unterlagenanzeige zeigt an, welche MD-Unterlagen im Gerät vorhanden sind.
- I Verwenden Sie diese Taste, um den Präparationsprozess bei Bedarf zu unterbrechen.
- J Das Verbrauchsmaterialanzeige zeigt an, welches Verbrauchsmaterial im Gerät vorhanden ist.
- K Dieser Punkt zeigt die Gesamtprozesszeit
- L Dieses Element zeigt den Benutzertyp an, der am Gerät angemeldet ist.

Detaillierte Ansicht -Xmatic Compact ohne Förderer



- A Dieses Element zeigt an, dass sich ein Probenhalter in der Schublade befindet, und es zeigt an, wie viele Proben er enthält.
- B Dieses Element zeigt den Namen der ausgewählten Methode. Tippen Sie bei Bedarf auf den Methodennamen, um die Methodenbibliothek zu öffnen und eine andere Methode auszuwählen.
- C Dieser Punkt zeigt die Zeit, die jeder der Verfahrensstufen dauert,
- D Dieses Element zeigt die Anzahl der in der Methode enthaltenen Schritte an.
- E Tippen Sie auf das Element, um auf **Step selection** (Stufenwahl) und **Edit method** (Methode bearbeiten) Untermenüs zuzugreifen.
- F Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, wenn Sie bereit sind, die ausgewählte Methode auszuführen. Sie können diese Schaltfläche auch verwenden, um den laufenden Prozess anzuhalten.
- G Tippen Sie auf dieses Element, um die Dropdown-Liste zu öffnen, die alle Schritte für die ausgewählte Methode anzeigt.
- H Die MD-Unterlagenanzeige zeigt an, welche MD-Unterlagen im Gerät vorhanden sind.
- I Verwenden Sie diese Taste, um den Präparationsprozess bei Bedarf zu unterbrechen.
- J Das Verbrauchsmaterialanzeige zeigt an, welches Verbrauchsmaterial im Gerät vorhanden ist.
- K Dieser Punkt zeigt die Gesamtprozesszeit.
- L Dieses Element zeigt den Benutzertyp an, der am Gerät angemeldet ist.

**Hinweis**

Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge für eine mögliche künftige Verwendung aufzubewahren.


4.2 Das Gerät anheben

**WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN**

Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Ihre Finger.


Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.

Gewicht	
Gerät	730 kg 1609 lbs
Das Gewicht der verwendeten Probenhalter und Verbrauchsmaterialien.	

Schwerpunkt**Vorderansicht**

- A** 1008 mm (40 Zoll)
B 900 mm (35,4 Zoll)


- A** 970 mm (38 Zoll)
B 634 mm (25 Zoll)

Seitenansicht

- A** 341 mm (13,4 Zoll)


- A** 329 (13 Zoll)

Heben Sie das Gerät von der Palette ab




1. Heben Sie das Gerät mit einem Gabelstapler von der Palette ab, um Zugang zu den verstellbaren Füßen zu erhalten.
2. Lösen Sie die verstellbaren Füße, bevor Sie das Gerät von der Palette heben. Achten Sie darauf, dass die Füße höher als die Räder stehen.

Entfernen der Gegengewichtsschrauben auf der Rückseite des Geräts



- Verwenden Sie einen 5-mm-Inbusschlüssel, um die Gegengewichtsschrauben zu entfernen.

Bewegen des Geräts mit einem Gabelstapler



1. Führen Sie die Gabeln so ein, dass der Schwerpunkt zwischen den Gabeln liegt. Heben Sie das Gerät von der Vorderseite an.
2. Bewegen Sie das Gerät in die endgültige Position.
3. Senken Sie es so weit ab, dass die Räder den Boden berühren.



VORSICHT

Achten Sie darauf, dass das Gerät nivelliert ist.

4. Drehen Sie die verstellbaren Füße, bis das Gerät auf seinen Füßen steht.



VORSICHT

Das Gerät darf nicht in Betrieb sein, wenn es auf seinen Rädern ruht.

5. Entfernen Sie den Transportquerträger und bewahren Sie ihn für eine eventuelle spätere Verwendung auf. Siehe auch: [Das Gerät anheben ► 22](#)



Hinweis

Setzen Sie das Gerät auf einem ebenen, horizontalen Boden ab.

Gerät in Position schieben

1. Wenn Sie das Gerät nicht direkt an seinem Standort aufstellen können, drehen Sie die verstellbaren Füße nach oben, um das Gerät auf den Rädern abzustellen.
2. Entfernen Sie den Querträger und bewahren Sie ihn für eine eventuelle spätere Verwendung auf. Siehe auch: [Das Gerät anheben ► 22](#) Die Räder des Geräts können nicht geschwenkt werden, wenn der Querträger montiert ist.
3. Bewegen Sie das Gerät so nah wie möglich an seine Position.
4. Senken Sie es so weit ab, dass die Räder den Boden berühren.



Hinweis

Setzen Sie das Gerät auf einem ebenen, horizontalen Boden ab.



VORSICHT

Das Gerät darf nicht in Betrieb sein, wenn es auf seinen Rädern ruht.

5. Schieben Sie das Gerät in die richtige Position.




VORSICHT

Achten Sie darauf, dass das Gerät nivelliert ist.


6. Drehen Sie die vier verstellbaren Füße, bis das Gerät auf den Füßen aufliegt, und achten Sie darauf, dass das Gerät nivelliert ist.
7. Entfernen Sie den Transportquerträger und bewahren Sie ihn für eine eventuelle spätere Verwendung auf.

Entfernung des Transportquerträgers

1. Entfernen Sie die mit dem Gerät gelieferten Räder und den Transportquerträger.
2. Bewahren Sie den Träger für eine eventuelle spätere Verwendung auf.



Gerät mit Querträger



Gerät ohne Querträger

4.3 Packungsinhalt überprüfen

Die Transportkiste kann optionale Teile enthalten.

Die Transportkiste enthält Folgendes:

Stück	Beschreibung
1	Xmatic Compact mit Senkrechtförderer, oder Xmatic Compact
1	Flasche, quadratisch mit QR-Etikett, 4 l
4	Flaschenführungen, 1 l
4	Flaschenführungen, 2 l
2	Flaschenführungen, 4 l
1	Dreikantschlüssel, M5, L-200 mm
1	Düsenreinigungsset
1	Key Southco E3-26-819-15
1	Wasserzuflussschlauch, ¾ Zoll Anschluss
1	Schlauchschele, 40-60/9.0-C7W2
1	Schlauch Danflex K-126, Durchmesser: 51 mm (2"), Länge: 2 m (6,5 Fuß)
1	Winkel, 87 Zoll 186113 050
1	Überlaufschlauch

4.4 Stromversorgung



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Das Gerät muss geerdet sein.

Kontrollieren Sie, dass die tatsächliche Versorgungsspannung der Spannung entspricht, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.

Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Das Gerät ist durch einen Sicherheitstrenntransformator geschützt.

Stellen Sie sicher, dass der angemessene i_{k_min} -Pegel vorhanden ist.

Setzen Sie sich mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung, um die Lösung zu prüfen.

Beachten Sie immer lokale Vorschriften.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Vor der Installation eines elektrischen Geräts muss die Stromversorgung unterbrochen werden.

Kontrollieren Sie, dass die tatsächliche Versorgungsspannung der Spannung entspricht, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.

Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.

**WARNUNG**

Warnen Sie im Falle eines Brandes Personen in der Nähe, alarmieren Sie die Feuerwehr und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Verwenden Sie zum Löschen einen Pulverfeuerlöscher. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser.

Empfohlene Sicherung

Örtliche Vorschriften können von den Empfehlungen für Anschlusskabel abweichen und müssen stets beachtet werden. Setzen Sie sich immer mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung, um die optimale Lösung für den örtlichen Anschluss zu finden.

Die Maschine hat die interne Sicherung **CC20A** in der Eingangsstufe.

Spannung/Frequenz: 3 x 200–240 V/50–60 Hz	
Min. Sicherung:	16 A
Max. Sicherung:	63 A

Spannung/Frequenz: 3 x 380–480 V/50–60 Hz	
Min. Sicherung:	16 A
Max. Sicherung:	63 A

Min. Kabelgröße: 10 mm²/AWG 6.

Elektrische Daten

Das andere Ende des Kabels kann, je nach den elektrischen Spezifikationen und örtlichen Vorschriften, mit einem Stecker versehen oder direkt mit dem bauseitigem Stromanschluss verbunden werden.

Spannung/Frequenz: 3 x 200–240 V/50–60 Hz	
Leistungsaufnahme	200–240 V: 3,6 kW
Leistung, Hauptmotor	200–240 V: 2,2 kW
Max. Last	200–240 V: 15 A

Spannung/Frequenz: 3 x 380–480 V/50–60 Hz	
Leistungsaufnahme	380–480 V/50–60 Hz: 3,5 kW
Leistung, Hauptmotor	380–480 V/50–60 Hz: 2,2 kW
Max. Last	380–480 V/50–60 Hz: 8 A

Vorgehensweise

Genaue Angaben, siehe Abschnitt Technische Daten.


Das Gerät wird ohne Netzkabel geliefert.

Für den Netzanschluss wird Folgendes benötigt:


- Stromkabel, 4-adrig, drei Phasen und ein Masseanschluss

1. Schließen Sie das Kabel an den elektrischen Anschlusskasten an.

PE	Erde (Masse)
L1	Phase
L2	Phase
L3	Phase



Elektrische Anschlüsse



EU-Kabel	
L1	Braun
L2	Schwarz

4.6 Schließen Sie die Umlaufkühleinheit an - (Option)

Bei Bedarf kann die Maschine mit einer Umlaufkühleinheit für die MD-Schleif-/Polierstation ausgestattet werden.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Die Pumpe der Umlaufkühleinheit muss geerdet sein.
Kontrollieren Sie, dass die Versorgungsspannung der Spannung entspricht, die auf dem Typenschild der Pumpe angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.



VORSICHT

Der Druck des in das Gerät eingespeisten Kühlwassers darf 2 bar nicht überschreiten.

Teile der Umlaufkühleinheit von Struers:

- Umlaufpumpe
- Tank der Umlaufkühleinheit
- ein Wasserstandssensor
- ein Filterbeutel für MD Schleifen/Polieren
- GEKA-Kupplung zum Anschluss des Geräteschlauches

Verbrauchsmaterialien

- Struers empfiehlt die Zugabe eines Zusatzmittels gegen Korrosion von Struers zum Kühlwasser.
- Es wird die Verwendung von Verbrauchsmaterialien von Struers empfohlen.
Andere Produkte können aggressive Lösungsmittel enthalten, die beispielsweise die Gummidichtungen zerstören können. Die Garantie deckt u. U. keine beschädigten Geräteteile (wie Dichtungen und Schläuche) ab, wenn eine solche Beschädigung direkt auf die Verwendung von Verbrauchsmaterialien zurückgeführt werden kann, die nicht von Struers stammen.

4.6.1 Füllen Sie den Tank der Umlaufkühleinheit.

1. Kleiden Sie den Tank mit einem sauberen Plastikeinsatz aus.
2. Achten Sie dabei darauf, dass der Einsatz flach auf dem Boden des Tanks liegt, sodass die Pumpe nicht blockiert wird.
3. Die Räder der Einheit müssen an den Seiten der Kammer ausgerichtet sein, sodass Sie die Einheit an ihren Platz schieben können, ohne sie hin- und herbewegen zu müssen.



VORSICHT

Die Umlaufkühleinheit ist in gefülltem Zustand sehr schwer.
Stellen Sie die Umlaufkühleinheit an ihre endgültige Position oder kontrollieren Sie vor dem Befüllen des Tanks, dass sie sich leicht in diese Position schieben lässt.

**Hinweis**

Struers empfiehlt als Korrosionsschutz die Verwendung eines Zusatzmittels von Struers im Kühlwasser. Weitere Informationen finden Sie auf dem Behälter des Zusatzmittels.


Denken Sie daran, bei jedem Nachfüllen des Wassers auch das Zusatzmittel von Struers zuzugeben.

**Hinweis**

Füllen Sie nicht zu viel Flüssigkeit in den Tank.

Vermeiden Sie beim Verschieben des Tanks Verschüttungen.

4.6.2 Legen Sie den Filterbeutel in die Umlaufkühleinheit



A Filterbeutel

B Filterbeutelsystem


1. Legen Sie den Filterbeutel in das Filterbeutelsystem:

- Verwenden Sie für die MD-Station einen Filterbeutel, der mit der Umlaufkühleinheit geliefert wird. Siehe die Betriebsanleitung der Umlaufkühleinheit.

4.6.3 Umlaufkühleinheit am Gerät anschließen

**Hinweis**

Siehe auch die Betriebsanleitung der Umlaufkühleinheit.




- A** Stromanschluss für Umlaufkühleinheit
- B** Stromanschluss für Wasserstandssensor
- C** Schnellkupplung für Wasseranschluss

1. Setzen Sie den Wasserabflussschlauch des Geräts in das große Loch der Filterbeuteleinheit ein. (D) Falls erforderlich, kürzen Sie den Schlauch.
2. Verbinden Sie den Wasserzuflussschlauch mit der Schnellkupplung der Umlaufpumpe. (C).
3. Schließen Sie das Kabel der Umlaufpumpe an den Anschluss der Umlaufkühleinheit im Inneren der Kammer an. (A)
4. Verbinden Sie den Wasserstandssensor (B).
5. Achten Sie darauf, dass die Strömungsrichtung dem Pfeil auf der Pumpe entspricht. Ist diese nicht richtig, vertauschen Sie zwei Phasen:
 - EU-Kabel: vertauschen Sie zwei der Phasen.
 - UL-Kabel: vertauschen Sie Phasen L1 und L2.
6. Schieben Sie die Einheit auf ihren Platz in der Kammer unter dem Gerät.

4.7 Vibrationen

Informationen über die Gesamtexposition von Händen und Armen an Vibrationen finden Sie in diesem Abschnitt: [Technische Daten ►83](#)



- A** Wasserzufluss
B Wasserabfluss

Vorgehensweise

1. Verbinden Sie ein Ende des Schlauchs mit dem Gerät.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs mit der Wasserversorgung.

Das Gerät wird mit einem Standardschlauch für den Anschluss des Geräts an die Wasserversorgung geliefert.

Wasserversorgung - Spezifikationen	
Wasserdruck	2–9,9 bar(29–143 psi)
Wasserdurchfluss	Min. 10 l/min. (2,6 gpm)
Verbindungen	Durchmesser: ¾ Zoll. GEKA-Kupplung an Umlaufkühleinheit.
Schlauchanschluss	Verstärkter PVC-Schlauch

Wasserabfluss

Vorgehensweise

- Schließen Sie ein Standard-HT-Wasserauslassrohr oder -schlauch (durchmesser: 50 mm (2 Zoll)) an den Wasserauslass auf der linken Seite des Geräts an.

**Hinweis**

Der Abstand zum Abfluss darf 6000 mm (236 Zoll) nicht überschreiten und es muss ein Gefälle von mindestens 8 % vorhanden sein.


4.10 An ein Absaugsystem anschließen

**WARNUNG**

Eine Abgasanlage mit Überwachung ist erforderlich.

Spezifikationen

Mindestkapazität: 150 m³/h (5297 ft³/h) bei 50 mm (2 Zoll) Durchmesser.



A Abzug

Vorgehensweise




1. Schließen Sie ein 50-mm-Rohr (2 Zoll) an den Abluftausgang des Geräts an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Rohrs mit dem Absaugsystem.

4.11 Installieren Sie eine Signalanzeige am Gerät

Das Gerät kann mit einer Signalanzeige ausgestattet werden.


**Hinweis**

Die Maschine wurde so konfiguriert, dass sie entweder mit 250 mm oder 300 mm MD-Unterlagen verwendet werden kann. Sie können keine Mischung aus den beiden Durchmessern verwenden.

Vorgehensweise**A**

1. Tür des MD-Lifts öffnen
2. Legen Sie die Unterlage wie in der Abbildung gezeigt auf das gewünschte Fach.
Achten Sie darauf, dass die Unterlage in den kleinen Vertiefungen des Fachs **[A]** platziert wird.
3. Schließen Sie die Tür des MD-Lifts, um die Unterlagenerkennung zu starten.

1. Legen Sie die Flaschenführungen auf den Boden des Flaschenmoduls.
2. Stellen Sie die Flaschen in die Flaschenführungen, so dass der Data Matrix Code zum Gerät zeigt.
3. Verbinden Sie den Easy Connector mit den Flaschen.
4. Überprüfen Sie die Verbrauchsmaterialanzeige, um sicherzustellen, dass das Gerät die installierten Verbrauchsmaterialien erkannt hat.



6.2.2 Seife und Alkohol



VORSICHT

Ein Absaugsystem ist erforderlich.



VORSICHT

Verwenden Sie das Gerät niemals mit nicht kompatiblen Zubehörteilen oder Verbrauchsmaterialien.

Befüllen der Seifen- und Alkoholflaschen

1. Positionieren Sie eine Seifenflasche.
2. Füllen Sie die mit der Maschine gelieferte leere Flasche mit einer Lösung aus Ethanol und Propanol.

Seifen- und Alkoholfüllstände überwachen


Das Gerät überwacht automatisch den Seifen- und Alkoholstand.

7 Configuration




Hinweis

2. Tippen Sie auf das Symbol des Hauptmenüs.
3. Wählen Sie Konfiguration



4. In der **Configuration** (Konfiguration) Bildschirm können Sie die folgenden Untermenüs aufrufen:



- Präparation
- Verbrauchsmaterialien
- Kundenspezifisches Verbrauchsmaterial
- Reinigungsprogramme
- Benutzereinstellungen
- Geräteeinstellungen
- Systemeinstellungen

7.1 Verbrauchsmaterialien




Hinweis


Wenn Sie Struers Verbrauchsmaterialien verwenden, erkennt das Gerät automatisch den Inhalt der Verbrauchsmaterialflaschen, wenn Sie diese in das Flaschenregal stellen.

Kundenspezifisches Verbrauchsmaterial konfigurieren

1. Loggen Sie sich im Gerät als **Administrator** (Administrator) ein.
2. Aus **Main menu** (Hauptmenü) wählen Sie **Configuration** (Konfiguration).
3. Wählen **Custom consumables** ein.
4. In der **Custom consumables** Ansicht, wählen Sie den Verbrauchsmaterialtyp aus, den Sie hinzufügen möchten, und geben Sie die relevanten Informationen ein.




Sie können auch den Abschnitt Kundenspezifisches Verbrauchsmaterialien verwenden, um zu sehen, welche kundenspezifische Verbrauchsmaterialien Sie konfiguriert haben, oder ob Sie ein kundenspezifisches Verbrauchsmaterial umbenennen oder löschen müssen.



7.2 Geräteeinstellungen

Konfiguration der Geräteeinstellungen

1. Loggen Sie sich im Gerät als Administrator ein.
1. Aus **Main menu** (Hauptmenü) wählen Sie **Configuration** (Konfiguration).
2. Aus dem **Configuration** (Konfiguration) Menü, wählen Sie Geräteeinstellungen.
Das Geräteeinstellungsmenü wird angezeigt.



3. Passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

Leere Schublade öffnen

- Wählen Sie aus, ob die Schublade automatisch geöffnet werden soll, wenn Sie sie schließen, ohne dass sich ein Probenhalter in der Schublade befindet.

Durchmesser des Probenhalters

- Wählen Sie aus, ob das Gerät den Probenhalterdurchmesser automatisch erkennen soll, oder wählen Sie den gewünschten Probenhalterdurchmesser manuell aus (140 mm (5,5 Zoll), oder 160 mm oder 6,3 Zoll)).

MD Wechsler

- Wählen Sie aus, ob das Gerät automatisch alle MD-Unterlagen lesen soll, wenn Sie sie in das MD Liftsystem legen.

Flüssigkeit

- Wählen Sie aus, ob das Gerät automatisch die Füllstände der im Flaschenmodul platzierten Flaschen lesen soll.


7.3 Reinigungsprogramme

Die Software enthält vordefinierte Struers Reinigungsprogramme, die für die meisten Anforderungen verwendet werden können, aber Sie können auch Ihre eigenen Reinigungsprogramme erstellen.


Reinigungsprogramme konfigurieren

1. Loggen Sie sich im Gerät als **Administrator** (Admin) ein.
2. Aus **Main menu** (Hauptmenü) wählen Sie **Configuration** (Konfiguration).
3. Wählen **Cleaning templates** (Reinigungsvorlagen) ein.

Das **Cleaning templates** (Reinigungsvorlagen) Menü wird angezeigt.



4. Wählen Sie das gewünschte Reinigungsprogramm.



5. Passen Sie die verschiedenen Parameter wie gewünscht an.
Das Gerät speichert Ihre Änderungen automatisch.



Hinweis


Sie können auch ein Reinigungsprogramm kopieren und daraus Ihr eigenes Reinigungsprogramm erstellen.

7.4 Scheibenkühlung


Standardmäßig wird die MD-Unterlage nach jedem Verfahrensschritt gekühlt, der eine MD-Unterlage erfordert, aber Sie können die Einstellung bei Bedarf ändern.

Vorgehensweise

1. Tippen Sie auf die 3 Punkte links neben der Schaltfläche **Ausführen**.



2. Tippen Sie auf **Step selection** (Stufenwahl).
3. Tippen Sie auf den MD-Unterlagenschritt, für den Sie die **Disc cooling** (Scheibenkühlung) Einstellung ändern möchten.



4. Wählen Sie die gewünschten Einstellung.

Wenn die Schublade teilweise geöffnet ist, ziehen Sie sie heraus.

2. Ziehen Sie die Schublade heraus.
3. Platzieren Sie den Probenhalter wie in der Abbildung gezeigt und schließen Sie die Schublade.
Das Gerät erkennt den Probenhalter automatisch.

Entfernen des Probenhalters aus dem Vertikalförderer

Wenn ein Probenhalter bearbeitet wurde, öffnet das Gerät die Schublade automatisch in die teilweise geöffnete Position.

Öffnen Sie die Schublade und entnehmen Sie den Probenhalter.

Wenn der Probenhalter noch nicht bearbeitet wurde, bleibt die Schublade geschlossen. Tippen Sie zum Öffnen auf das Probenhaltersymbol und wählen Sie das Symbol **Auswerfen**.




Öffnen Sie die Schublade und entnehmen Sie den Probenhalter.




Hinweis


Wenn Sie einen Xmatic Compact ohne vertikalen Förderer haben, öffnen Sie die Hauptsicherheitshaube, um den Probenhalter von der Aufnahmestelle zu entfernen.

8.4 Schläuche reinigen



6. Sie können **Delete** (Löschen) oder **Copy** (Kopie) Schritte, und Sie können **Preparation** (Präparation) und **Cleaning** (Reinigen) Schritte hinzufügen, je nach Wunsch.
7. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, können Sie Ihre Änderungen speichern.





Die Maschine bringt den Probenhalter zu seiner Schublade im Vertikalförderer oder zum Aufnahmepunkt zurück, wenn Sie keinen Vertikalförderer haben, und Sie können ihn jetzt untersuchen.

8.6.3 Starten Sie den Präparationsprozess



VORSICHT

Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und warmen/scharfen Proben zu schützen.

Bevor Sie mit dem Präparationsprozess beginnen, können Sie eine Liste der verschiedenen Präparationsstufen anzeigen, indem Sie auf das Dropdown-Symbol tippen. Siehe: [Anzeige ► 18](#).

Wenn die Methode läuft, wird der Fortschritt der Präparation angezeigt, wobei die Zeit auf 0 heruntergezählt wird.

1. Loggen Sie sich im Gerät als Administrator oder <

